

Хірургічний стіл SC-1

Офтальмологічне крісло хірурга OC-1



Хірургічний стіл SC-1



- Повний діапазон позиціонування пацієнта (від сидячого до лежачого, включаючи положення Тренделенбурга), що дає безпрецедентну можливість комфортно розмістити пацієнта будь-якого віку
- Унікальна конструкція підголівника дозволяє хірургу точно контролювати голову пацієнта під час хірургічних операцій
- Центральний блокувальний механізм, забезпечує стабільність роботи під час операції
- Живлення від джерела змінного/постійного струму або акумуляторної батареї
- Точне регулювання руху вгору та вниз за допомогою педаль керування під операційним столом
- Основа стола оснащена 4 міцними колесами, розрахованими на інтенсивну експлуатацію

Технічні характеристики

Діапазон регулювання висоти	600-750 мм
Положення Тренделенбурга	~15°
Макс. вантажопідйомність	150 кг
Напруга живлення	100 - 240 В, 50/60 Гц
Акумуляторна батарея	24 В, 12 Аг
Заряд акумулятора	24В±0,5В, 1,2А
Робочий час	до 40 годин
Вага	164 кг

Розміри

Довжина (розгорнутому)	1740 - 1840 мм
Довжина (сидяче положення)	1120 мм
Ширина	874 мм
Висота	1240 - 1390 мм

Доступні кольори



Ванільний



М'ятний




Чорничний



Бордовий

Крісло хірурга ОС-1



- Багатофункціональне крісло, забезпечує максимальний комфорт для хірурга під час операції
- Спинка та підлокітники з ручним регулюванням
- Центральний блокувальний механізм, забезпечує стабільність роботи під час операції
- Живлення від джерела змінного/постійного струму або акумуляторної батареї
- Електрична кнопка регулювання висоти керується ногою під кріслом
- Основа крісла оснащена 3 міцними колесцатками

Розміри

Технічні характеристики

Ширина	885 - 1015 мм	Діапазон регулювання висоти	550-750 мм
Глибина	740 мм	Діапазон обертання підлокітників	до 129°
Висота	835 - 1110 мм	Регулювання висоти спинки	75 мм
		Регулювання спинки вперед/назад	55мм
		Акумуляторна батарея	24 В, 12 Аг
		Заряд акумулятора	24В±0,5В, 1,2А
		Робочий час	до 20 годин
		Вага	85 кг

Доступні кольори



Ванільний



М'ятний



Чорничний



Бордовий



більше про
SC-1 / OC-1

ipm

Уповноважений представник в Україні
ТОВ «АЙ ПІ МЕДІКАЛ»

+38 067 718 4906
office@ipmedical.com.ua
www.ipmedical.com.ua



Виробник:

МДТ Сп. з о.о. ул. Скосна 12А, 30-383 Краков ЕУ,
ПОЛЬЩА



instagram



youtube