



# РОГІВКОВИЙ КРОСС-ЛІНКІНГ

Завдяки своєму багатому досвіду та співпраці з провідними офтальмологами компанія SERVImed розробила нове покоління CF X-LINKER. Новий CF X-Linker має вдосконалені технічні характеристики, включаючи ширший діапазон лікування, для повного та гладкого хірургічного досвіду.



CE Class IIA Medical Device

## Технічні характеристики

- УФ-випромінювання: 1-30 мВт/см<sup>2</sup>
- Діаметр прицільного лазера: 3-12 мм
- Відкрита система, сумісна з більшістю рибофлавінів на ринку
- 10-дюймовий сенсорний дисплей зі зручним інтерфейсом
- Вбудована камера для перегляду процедури в реальному часі
- Звіт про лікування та база даних
- USB порт для збереження звіту

## Вибір лікування

- EPI-OFF: "Дрезден"
- Іонофорез
- EPI-ON: Custom Fast CXL (ексклюзив SERVImed у всьому світі)
- Кератит CXL
- Безперервний і імпульсний
- Користувацькі пресети

## Спеціальна обробка Fast CXL

- ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТОПО-ПАХІМЕТРИЧНЕ ЛІКУВАННЯ на основі параметрів рогівки пацієнта
- БЕЗПЕЧНО: повністю неінвазивне лікування EPI-ON
- ІННОВАЦІЙНЕ: використання вітаміну E TPGS – покращені формули рибофлавіну для кращих результатів
- СЕРТИФІКОВАНО: Міжнародні патенти, підтверджені клінічними дослідженнями та публікаціями, з 7-річним спостереженням, опубліковані в **Cornea**



## Розширений вибір лікування

- "Дрезден" EPI-OFF
  - Іонофорез
  - EPI-ON: Custom Fast CXL\*
  - CXL для інфекційного кератиту
  - Попередні налаштування обробки користувача
  - Безперервний та імпульсний УФ-режим
- \* тільки з офтальмологічними розчинами RIBOCROSS te® і RIBOFAST.



## Оптимізований досвід користувача

- Відкрита система, сумісна з усім рибофлавіном на ринку
- 10-дюймовий сенсорний дисплей
- Простий у використанні інтерфейс
- Власне програмне забезпечення для налаштування
- Вбудована камера для перегляду процедури в реальному часі



## Розумніший робочий процес

- Складайте, зберігайте та друкуйте звіти про лікування безпосередньо на пристрої
- Інтегрована база даних лікування для легкого перегляду
- Дистанційна допомога

# Індивідуальний швидкий кросс-лінкінг рогівки

## Індивідуальний протокол

Топо-пахіметричне кероване лікування на основі параметрів рогівки пацієнта завдяки фірмовому програмному забезпеченню.



## Дружній до пацієнтів

Повністю неінвазивне лікування EPI-ON.



## Інноваційний підхід

Перший і єдиний, хто використовував розчини рибофлавіну з вітаміном E TPGS для покращення результатів.



## Сертифіковані результати

Опубліковані рецензовані дослідження та клінічні статті з 7-річним спостереженням.



# Рибофлавін

## RIBOCROSS te®

### Офтальмологічний розчин для рогівкового кросс-лінкінгу

- 10% декстрану
- Запатентована формула з підсилювачем проникнення (Вітамін Е TPGS)
- Можна використовувати з усіма протоколами CXL і більшістю УФ пристроїв на ринку
- Може використовуватися в протоколі CUSTOM FAST CXL (тільки з Системою CF X-LINKER)

## RIBOFAST

### Офтальмологічний розчин без декстрану для рогівкового кросс-лінкінгу

- Без декстрану
- Запатентована формула з підсилювачем проникнення (Вітамін Е TPGS)
- Можна використовувати з усіма протоколами CXL і більшістю УФ пристроїв на ринку
- Може використовуватися в протоколі CUSTOM FAST CXL (тільки з Системою CF X-LINKER)

## Інформація про Продукт



1,5 мл одноразовий стерильний шприц

CE Class IIA Medical Device

**Patents:** Italy, Europe, USA, Russia, Australia, South Africa, Brazil.



1,5 мл одноразовий стерильний шприц

CE Class IIA Medical Device

**Patents:** Italy, Europe, USA, Russia, Australia, South Africa, Brazil.



**SERVImed Industrial S.p.A.**

Via Tempio del Cielo 3/5, 00144 Rome (Italy)  
Tel: +39 06 92595490 Fax: +39 06 89360010  
Email: [info@servimedindustrial.com](mailto:info@servimedindustrial.com)  
[www.servimed-industrial.com](http://www.servimed-industrial.com)



**iROMED Group S.r.l.**

Via Tempio del Cielo 3/5, 00144 Rome (Italy)  
Email: [info@iromedgroup.com](mailto:info@iromedgroup.com)  
[www.iromedgroup.com](http://www.iromedgroup.com)

ТОВ "АЙ ПІ МЕДІКАЛ", м.Харків

Телефон 067 7184906

e-mail: [office@ipmedical.com.ua](mailto:office@ipmedical.com.ua)

[www.ipmedical.com.ua](http://www.ipmedical.com.ua)